

XP 1


KORSCH
PRODUCT RANGE

Die Exzenterpresse



Erprobte und zuverlässige
Technologie

KORSCH
The Specialist.

Technische Daten

KORSCH XP 1 / XP 1 WipCon®

		XP 1	XP 1 WipCon®
Presswerkzeuge/Adapter für		TSM/EU: B-/D-Werkzeug + EK 0	TSM/EU: B-/D-Werkzeug
Matrizenplatte für		TSM/EU: B-/D-Werkzeug + EK 0	TSM/EU: B-/D-Werkzeug
Presskraft	kN	50	50
Tablettendurchmesser max.	mm	25	25
Fülltiefe max.	mm	20 (22 für TSM/EU-D)	20 (22 für TSM/EU-D)
Leistung	Hübe/min	10–60 (stufenlos regelbar)	10–60 (stufenlos regelbar)
Tablettenausstoß	Tabletten/ Std.	3.600 (für Einzelwerkzeug)	3.600 (für Einzelwerkzeug)
Oberstempelintauchtiefe	mm	1–12	1–12
Maschinenabmessungen	mm/ L x B x H	600 x 780 x 1.024 (Tischmodell) 600 x 600 x ca. 1.680 (mit Sockel)	1.980 x 970 x 1.485
Nettogewicht der Maschine	kg	ca. 400	ca. 980
Sockel	kg	ca. 80	–
Leistungsaufnahme	kVA	3	3
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Schallpegel	dBA	< 80	< 80
Stromversorgung		230 V / 50 Hz / 60 Hz	230 V / 50 Hz / 60 Hz

Technische Änderungen vorbehalten.

KORSCH Tablettenpressen entsprechen der EG-Maschinenrichtlinie, den aktuellen GMP- und FDA-Vorschriften sowie den EMV-Richtlinien. KORSCH Tablettenpressen werden mit CE-Zertifikat geliefert und erfüllen die Anforderungen der 21 CFR Part 11

Zur Maschine gehörende Peripheriegeräte erfüllen diese Vorschriften ebenfalls.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten stellen optimale Parameter dar und sind abhängig von Produktqualität und Maschineneinstellungen. Die maximale Presskraft variiert je nach Tabletten- und Stempelgröße sowie Ausstoßleistung. Die maximale Leistung variiert je nach Material, der Tabletten- und Stempelgröße sowie der Presskraft.