

SOLIDA WIRTSCHAFTLICH VERPACKEN

Blisterlinie CP600-P3200

! Wenn Preis und Leistung passen
Die Blistermaschine CP600 in Kombination mit dem P3200, dem schnellsten getakteten Kartonierer, bilden ein Duo, das in Preis und Performance unschlagbar ist. Die Linie ist kompakt und bringt bei geringstem Platzbedarf zuverlässig die Leistung, die sie verspricht. Aufgrund des geringen Formateilebedarfs sind die Folgeinvestitionen gering und planbar.

1 Hohe Maschinenverfügbarkeit (OEE)
Folienwechsel ohne Anlagen-Stopp: Das Vorhalten von Bodenfolie in einem Speicherkasten und eine intelligente Steuerung der Maschine ermöglichen den Wechsel ohne Maschinenstopp. Mit Hilfe des Handnachlegeschachts werden Blister bei laufender Produktion bei voller Geschwindigkeit in Lücken eingelegt. Zusätzlich kann am Ende der Charge ein Restbestand im Solobetrieb kartoniert werden.

2 Erfüllung höchster GMP-Standards
Der abgetrennte Dosierbereich bietet bereits in der Standardausführung ein hohes Maß an Bedienschutz vor Produktstäuben.

3 Zufriedene Maschinenbediener
Mediseal entwickelt Maschinen unter ergonomischen Gesichtspunkten. Die Deckelfolie kann mittels eines Trollys an die Maschine gebracht werden. Die Schneid- und Klebetische sind so positioniert, dass der Bediener mühelos Folien wechseln kann. Keep it simple: Einfache Werkzeuge, keine mechanischen Umbauten.

4 Leichte Kontrolle des Produktionsprozesses
Die durchgehend transparente Einhausung der gesamten Linie ermöglicht bestmöglichen Einblick in den Produktionsprozess. Die komplette Linie inklusive aller Kontrollsysteme lässt sich mit nur einem Bedienpult steuern.

5 Exzellente Qualität
Die Maschine ist mit einem separaten Abzug für Perforation und Stanze ausgestattet. Eine mechanische Stationsverstellung ist nicht mehr notwendig. Auch bei anspruchsvollen Materialien wird höchste Produktqualität erreicht.

6 Schnelle Formatwechsel
Die direkte Produktübergabe von der CP600 an den Kartonierer P3200 funktioniert ohne fehleranfällige Stapelschächte. Das reduziert den Einsatz von Formateilen auf ein Minimum. Die automatische Kartonhöhenverstellung begünstigt den Formatwechsel zusätzlich und eine 3-Punkt-Führung sichert den reibungslosen Kartontransport.

