

KLEINE LOSGRÖSSEN, GROSSARTIGE LÖSUNGEN

LSC® – Late Stage Customization



! Time to Market

Die Inline-Bedruckung sichert ein schnellstmögliches Time to Market, da unmittelbar nach einer Layoutfreigabe mit der Produktion begonnen werden kann. Es sind keine vorbedruckten Materialien wie Deckelfolien erforderlich. Lagerbestände und -kosten sinken.

1 Effizienz

Die Entkoppelung des Produktionsprozesses erlaubt die Zusammenfassung von Produktionschargen auf der Primärverpackungsseite. Die Verringerung der Umstellvorgänge spart Zeit und Geld. Unsere LSC®-Lösungen können auf einfachste Art in bestehende Produktionsumgebungen integrierbar werden, beispielsweise mittels Mediseal BIB-BOB Modulen.

2 Pharmazeutische Sicherheit

Unsere Lösungen sind mit entsprechenden Kameras ausgestattet um allen Sicherheitsansprüchen der pharmazeutischen Industrie Rechnung zu tragen. Neben der Produktidentifikation garantieren wir für unsere LSC® Lösungen eine vollflächige Druckbildkontrolle.

3 Ungeahnte Flexibilität

Unsere LSC®-Lösungen ermöglichen die Aufbringen von länderspezifischen Informationen zum letztmöglichen Zeitpunkt. Mit Hilfe digitaler Drucktechnik können blanke Einzelblister während des Produktionsprozesses bedruckt werden. Auf Wunsch ist auch eine mehrfarbige Bedruckung möglich.

4 Wirtschaftlichkeit

Die produzierte Menge entspricht stets der Bedarfsmenge, es gibt keine maschinenbedingte Überproduktion. Die Druckfarbe wird mit LED Technologie getrocknet, so entsteht kein Zeitverlust durch Aufheiz- und Abkühlphasen.

5 Voll integriert

Das Line Management System kann einfach in die auf Kundenseite vorhandene IT-Landschaft eingebunden werden. Die Maschine kann so Produktionsdaten wie Drucklayouts und variable Daten empfangen. Selbstverständlich werden Materialverbrauch und Produktionsergebnissen auch zurückgemeldet.

6 Schneller und reproduzierbarer Formatwechsel

Für einen Formatwechsel ist nur ein Minimum an Formateilen notwendig. Die elektronische Formatdatenverwaltung, mit dezentraler Sollwertvorgabe und digitalen Spindelpositionsanzeigen, macht jeden Formatwechsel reproduzierbar. Denn Reproduzierbarkeit schafft Sicherheit.